




# Windows11更新前にご確認を！ 各種ソフトウェアの互換性

2025年10月14日に「**Windows10のサポートが終了**」します。  
お持ちの弊社のソフトウェアは**Windows11**に対応バージョンですか？

今回は、“対応バージョンへのアップグレード”のご案内です！

## バージョンご確認方法

### ■ WinROOF20XX



WinROOF20XXにはWinROOF2013,2015,2018,2021,2023の5種類あります。

**Windows11最新版への正式対応品は『WinROOF2023』のみとなります。**

**WinROOF2013,2015,2018と2021※はWindows11の最新版には対応して  
おりません**のでご注意ください。

※WinROOF2021 Ver5.5.0以降はWindows11 21H2にのみ正式対応しております。

## WinROOF20XXのバージョン確認方法



WinROOF20XXを起動し、メニューバーの  
「ヘルプ→バージョン情報」から  
お使いのバージョンをご確認いただけます。

カメラ制御をご利用の場合、  
WinROOFがWindows11対応バージョンだとしても  
**カメラが対応していない**可能性があります。  
ご不明な場合はお問い合わせください。